



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# NEBULIZADOR ULTRASÓNICO

MARCA : SILFAB  
MODELO : N67 SF-2010  
PROCED. : ARGENTINA



INDICADOR LUMIOSO  
FALTA DE AGUA



IMAGEN REFERENCIAL

**SILFAB**  
CUIDAMOS TU SALUD

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)  
[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima  
[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# NEBULIZADOR ULTRASONICO

Marca : SILFAB  
Modelo : N67 SF-2010  
Proc. : ARGENTINA



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Capacidad de nebulización : 20 ml
- Tasa de nebulización : 0,5 a 2,35 ml/min
- Tamaño partícula : 1.65  $\mu$ m
- Caudal de aire : 30 l/min
- Regulación de caudal : 3 niveles
- Regulación de aire : Si
- Frecuencia de uso(min) : 30 encendido / 30 apagado
- Motor NO emite sonido al nebulizar.
- Detector de falta de agua.

## ALIMENTACIÓN

- Hercios :50/60 Hz
- Wats : w
- Voltios : 220

## ACCESORIOS:

- 01 Mascara para adulto
- 01 Mascara para niños
- 01 Manguera corrugada
- 01 Adaptador bucal
- 01 Membrana plástica
- Manual de uso



☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)