



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTETOSCOPIO RAPPAPORT (MULTIFUNCIONES)

Marca : P.A. MED
Modelo: RAPPAPORT



Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511 -423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTETOSCOPIO RAPPAPORT (MULTIFUNCIONES)

Marca : P.A. MED
Modelo: RAPPAPORT

Un Estetoscopio Multifuncional debido a sus cinco posibilidades de membranas y campanas. Las diferentes combinaciones permiten distinguir altas y bajas frecuencias y facilitan la auscultación, incluso de los latidos más débiles.

El Rappaport posee una Campana en Metal Cromado pulido con rosca en ambos lados, en donde se enroscan tres tamaños distintos de campana (Grande, Mediano y Pequeño) o dos diafragmas originales (grande y pequeño).

Viene con un Tubo Doble en PVC Flexible, con vías de conducción del sonido independientes para ambos oídos, garantizando una extraordinaria transmisión del sonido.


ACCESORIOS:

Estuche con piezas de cambio compuesto de: 01 Par de olivas roscadas, 01 Par de olivas de silicona, 1 Diafragma Grande y 1 Diafragma Pequeño. Además de un cómodo porta-nombre para personalizar su Estetoscopio.

COLORES DISPONIBLES:

Negro, Rosado, Verde, Rojo, Azul y Lila

Garantía: 1 años



Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511 -423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTETOSCOPIO RAPPAPORT (MULTIFUNCIONES)

FICHA TÉCNICA:

Aplicaciones:

Valoración Clínica Pediátrica
Diagnostico pediátrico

Campana:

Tecnología Material Doble Cara y roscadas Material Metal Cromado Pulido	Presentación En PVC rígido de color negro y roscado	Tamaño: Diámetro Grande: 3.30cm Diámetro Mediano: 2.65cm Diámetro Pequeño (Neonato: 1.75cm)
--	---	--

Diafragma: Membrana Vibratoria de Plástico Rígido (Inserto en anillo con rosca)

Tamaño: Diámetro Grande: 4.60cm
Diámetro Pequeño: 3.20cm

Olivas: En PVC, roscadas

Binaural:

Material del Arco Metal cromado pulido	Material del resorte Acero de gran resistencia y durabilidad	Material del Tubo Tubo Doble de PVC Flexible
---	---	--

Colores Disponibles: Negro, Rosado, Verde, Rojo, Azul y Lila

Accesorios

Estuche con piezas de cambio compuesto de: 01 Par de olivas roscadas, 01 Par de olivas de silicona, 1 Diafragma Grande y 1 Diafragma Pequeño. Además un cómodo porta-nombre para personalizar su Estetoscopio.

LATEX: NO

Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511 -423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe