



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## MK 144

### REFRIGERADOR ICELINED 48 LT

Termostato electrónico, sistema de flujo de aire y el diseño especial icelining garantizan el control estable de la temperatura en el rango de +2 °C a +8 °C. La temperatura real es fácilmente revisada en el termómetro digital externo. Aislamiento eficaz de 80 mm y el icelining aseguran una retención prolongada de tiempo en caso de corte de energía. El gabinete de acero galvanizado protege contra la corrosión. Cestas incluidas para un almacenamiento organizado.

#### ESPECIFICACIONES

Volumen bruto, litros (pies cúbicos)	63 (2.22)
Volumen neto, litros (pies cúbicos)	48 (1.69)
Rango de Temperatura (43°C AMB)	+2° to +8°C
Tiempo de espera, horas	43.08
Consumo de energía-estable, kWh/24h	2.30
Consumo de energía-enfriamiento, kWh/24h	2.27
Refrigerante	R134a
Código OMS PQS	E003/022
Clase Climática	T
Necesidad de suministro de energía por 24 horas	8



IMAGEN REFERENCIAL

#### CARACTERÍSTICAS

Cestas de almacenamiento, N°	3
Control de Temperatura	Automático
Teclas de bloqueo +	Sí

#### DIMENSIONES

Altura, mm (Pulgadas)	850 (33.46)
Ancho, mm (Pulgadas)	920 (36.22)
Profundidad, mm (Pulgadas)	600 (23.62)
Peso bruto, kg (Libras)	78 (171)
Peso neto, kg (Libras)	61 (134)
Volume de envío, m³	0.58

#### CARGA DE CANTIDADES

Ctd. Por contenedor de 20' / 40'	44 / 92
Ctd. por camión (norma UE)	106

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)