



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

## IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

### MK 204

### REFRIGERADOR ICELINED 75 LT

El termostato electrónico, el sistema de flujo de aire y el icelining especialmente diseñado aseguran un control de temperatura estable en el rango de  $+2^{\circ}\text{C}$  a  $+8^{\circ}\text{C}$ . La temperatura real se verifica fácilmente en el termómetro digital externo. El eficaz aislamiento de 80 mm y el icelining aseguran una larga espera en el tiempo en caso de cortes de corriente. El gabinete de acero galvanizado protege contra la corrosión. Cestas incluidas para almacenamiento organizado.

#### ESPECIFICACIONES

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Volumen bruto, litros (pies cúbicos)             | 136 (4.80)                           |
| Volumen neto, litros (pies cúbicos)              | 75 (2.64)                            |
| Rango de temperatura ( $43^{\circ}\text{C}$ AMB) | $+2^{\circ}$ to $+8^{\circ}\text{C}$ |
| Tiempo de espera, horas                          | 20.10                                |
| Consumo de energía-estable, kWh/24h              | 1.89                                 |
| Consumo de energía-enfriamiento, kWh/24h         | 3.58                                 |
| Refrigerante                                     | R134a                                |
| Código OMS PQS                                   | E003/011                             |
| Clase climática                                  | T                                    |
| Necesidad de suministro de energía por 24 horas  | 8                                    |



IMAGEN REFERENCIAL

#### CARACTERÍSTICAS

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Cestas de almacenamiento, N° | 5          |
| Control de temperature       | Automático |
| Teclas de bloqueo +          | Sí         |

#### DIMENSIONES

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Altura, mm (pulgadas)      | 850 (33.46) |
| Ancho, mm (pulgadas)       | 920 (36.22) |
| Profundidad, mm (pulgadas) | 600 (23.62) |
| Peso bruto, kg (libras)    | 105 (231)   |
| Peso neto, kg (libras)     | 87 (191)    |
| Volumen de envío, m³       | 0.75        |

#### CARGA DE CANTIDADES

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Ctd. Por contenedor 20' / 40' | 36 / 72 |
| Ctd. por camión (norma UE)    | 46      |

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)