



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

RESUCITADOR MANUAL ADULTO

MARCA : AMBU
MODELO : MARK IV

El Resucitador Ambu Mark IV para adultos es más fácil de sujetar, más fácil de usar, completamente autoclavable para su reutilización y más eficaz para mantener la respiración de sus pacientes. Su especial diseño fácil de usar y su concepto de doble bolsa hace que las bolsas Ambu sean más resistentes, y los usuarios se benefician de una excepcional ventilación. Para pacientes a partir de 15 kg a más.

La elasticidad de la bolsa externa funciona como un sistema de limitación de presión, para adultos de 70 cm H₂O. Esto crea el "efecto globo", al inflarse la bolsa en caso de obstrucción de la vía aérea del paciente. La bolsa interior tiene pequeños agujeros que aseguran que los usuarios nunca realicen una ventilación superior a una presión de 70 cm de H₂O. El concepto de doble pared asegura que los usuarios pueda detectar fácilmente una excesiva presión de inflado.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CARACTERÍSTICAS

Excelente sensación de compliancia pulmonar

El diseño único de doble bolsa permite al usuario una buena sensación de la presión de ventilación y compliancia pulmonar del paciente.

Libre posicionamiento de la bolsa

La válvula de paciente giratoria permite posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.

Reduce la fatiga durante la ventilación manual

Incorpora una tira de soporte integrada para una mejor sujeción que ayuda a reducir la fatiga durante la ventilación manual; también beneficioso para usuarios con las manos pequeñas.

Fácil identificación

La bolsa puede ser fácilmente identificada con la etiqueta para el nombre de servicio ó departamento.

Fácil de limpiar y esterilizar

El Resucitador Mark IV es fácil de desmontar. Se puede realizar un procedimiento efectivo de limpieza y esterilización. Se puede autoclavar a 134°.



Reservorio de Oxígeno cerrado de Mark IV apto para las dos tallas



Etiqueta para nombre del servicio

DATOS TÉCNICOS

Mark IV Adulto

- Reanimación pulmonar para adultos y niños con peso corporal superior a 15 kg .
- Tamaño (L x D): 275 x 135 mm
- Conector de Paciente: 22/15 mm (ISO)
- Peso con válvula de paciente: 415 g
- Conector expiatorio: 30 mm
- Volumen de reservorio de oxígeno: 1500 ml aprox.
- Volumen total del reanimador: 1500 ml aprox.
- Volumen Max. suministrado: 1300 ml

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe