



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# RESUCITADOR MANUAL NEONATAL

MARCA : BESMED  
MODELO : PS-2303  
PROCED. : TAIWAN

Diseñado para ser utilizado en la respiración artificial y resucitación cardio pulmonar. Puede ser utilizado en las áreas de emergencia, hospitalización,

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bolsa de silicona semi-transparente, esterilizable en autoclave.
- Conexiones estándar para mascarillas y tubos endotraqueales.
- Válvula de paciente (pico de pato) con sistema de pivote.
- Válvula limitadora de presión (relief).
- Mascarilla facial de silicona, completamente transparente con bordes anatómicos, esterilizable en autoclave.
- Bolsa de reservorio de oxígeno desechable.
- Válvula de reservorio de oxígeno esterilizable en autoclave.
- Válvula PEEP esterilizable en autoclave. (Opcional, no incluido).
- Tubo de conexión al balón de oxígeno desechable.



## DATOS TÉCNICOS

- Volumen bolsa de silicona: 280ml
- Volumen reservorio de O<sub>2</sub>: 600 ml.
- Válvula relief: 40 cmH<sub>2</sub>O.
- Concentración de oxígeno con bolsa de reservorio: 99%
- Concentración de oxígeno sin bolsa de reservorio: 90%
- Esterilización en autoclave a 134°C
- Peso de paciente: <7 Kg
- Longitud del tubo de conexión al balón de oxígeno: 2m

## ACCESORIOS ESTANDAR

- 01 Mascarilla facial N° 1.
- 01 Bolsa de silicona 280ml.
- 01 Válvula de paciente.
- 01 Válvula de sobrepresión 40cm H<sub>2</sub>O.
- 01 Bolsa de reservorio de oxígeno 600ml.
- 01 Tubo para conexión a balón de oxígeno 2m.
- 01 Maletín rígido de transporte y almacenamiento.
- 01 Manual de usuario



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)  
[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima  
[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)