



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA

Marca : AMBU
Modelo : OVAL
Procedencia : DINAMARCA



Principales Beneficios del Ambu Resucitador Silicona Oval

- **Reduce la fatiga durante la ventilación manual**
El diseño ergonómico de la bolsa asegura una sujeción y soporte óptimos durante la ventilación extendida. La bolsa tiene una superficie y agarre superiores. La tira de soporte brinda mayor comodidad y presión uniforme, lo que ayuda a reducir la fatiga durante la ventilación manual; también para los usuarios con manos pequeñas.
- **Posicionamiento libre de la bolsa**
La válvula de paciente giratoria permite posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.
- **Facilidad de esterilización y limpieza**
El Ambu Resucitador Silicona Oval es fácil de desmontar. Se puede realizar un procedimiento de limpieza y esterilización efectivo. Es autoclavable a 134°C.
- **Ligero**
Manejo y soporte óptimo durante la ventilación extendida.

Ambu® Resucitador Silicona Oval

Descripción

El Ambu Resucitador Silicona Oval se ha diseñado para la ventilación manual desde pacientes pediátricos hasta adultos. Es un resucitador de silicona reutilizable.

Características

La textura de la superficie de los resucitadores de silicona combinada con el asa de sujeción aseguran un agarre cómodo y seguro, permitiendo una ventilación efectiva en periodos largos de tiempo.

Para la versión adulto es opcional contar con una válvula limitadora de presión, la cuál ha sido incluida en el diseño de las versiones pediátricas para garantizar la seguridad del paciente.*

* Las recomendaciones internacionales indican que todos los resucitadores manuales para pacientes pediátricos estén equipados con un mecanismo limitador de presión para que la presión del aire no exceda los 45 cm H₂O.



☎ 511 -423-8952

📞 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe