



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

TABURETE METALICO GIRATORIO RODABLE

MARCA : JEDISSA
MODELO : 5 RUEDAS
PROCED. : NACIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Asiento de madera de 15mm. de espesor, tapizado con goma espuma de 2" de espesor y forrado en korofan negro lavable.
- La base está hecha en tubo de fierro rectangular de 2" x 1" x 1.2 mm. de espesor, con fierro roscado de 1" de espesor que sirva para regular la altura.
- Unidad montada sobre cinco (05) garruchas giratorias de 2" de diámetro de jebe duro vulcanizado.
- Pintado al horno en color verde clínico.

DIMENSIONES APROXIMADAS:

- Diámetro del asiento : 34cm.
- Altura inicial del asiento : 48cm
- Longitud de cada pie horizontal : 23 cm.



IMAGEN REFERENCIAL

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301

Telef: 511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe