



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO

MARCA : RIESTER
MODELO : EXACTA
PROCED. : ALEMANIA

Por su larga vida útil y su elevada precisión, es un clásico muy apreciado. Tensiómetro de precisión de alta calidad, con 2 tubos. Puede elegirse entre una carcasa de metal negro con cromado de alto brillo y una carcasa de plástico negro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece.
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg.
- Escala lineal, Ø 49 mm.
- Legible 0 - 300 mm Hg.
- Pera de látex para inflar el brazalete.
- Máxima tolerancia de error de +/- 2 mm Hg.
- Incluye estuche con cremallera.
- Brazalete de nylon calibrado con velcro, adultos Ø 49 mm, 2 tubos; metal pintado de negro.
- **Disponible en tamaño pediátrico (consultar precio).**



IMAGEN REFERENCIAL



IMAGEN REFERENCIAL

📞 511-423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe