



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

TENSIÓMETRO ANEROIDE RODABLE

MARCA : TENSO
PROCED. : CHINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Tensiómetro Ideal por su comodidad, fácil traslado y precisión, para ayudar a medir la presión de nuestro paciente o familiar que necesita periódicamente contar con un control de su presión arterial.

Descripción:

- * Pantalla grande de fácil lectura (6") para alta visibilidad en cualquier condición de luz.
- * de 0 a 300 mmHg sin pin de parada de movimiento soportando el uso más intenso.
- * El sistema de inflado incluye brazalete de tela , perilla, pera y tubería de cordón enrollado de látex.
- * Amplio compartimento en la parte posterior para guardar accesorios.
- * Altura ajustable de 80 cm a 100 cm.
- * Posee en la base 05 ruedas con frenos para estabilidad fijación en lugar específico.
- *Exactitud de medida +/- 3mmHg.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe