



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

TENSIOMETRO ANEROIDE DE MERCURIO RODABLE

MARCA : RIESTER
MODELO : EMPIRE
PROC. : ALEMANIA

DESCRIPCIÓN:

- Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg.
- Mercurio 99,99% puro.
- Columna de vidrio de precisión con un diámetro interno de 4,2mm +/- 0,2mm (0,16 pulgadas +/- 0,008 pulgadas).
- Válvula de purga de alta precisión, sin desgaste y ajuste fino.
- Microfiltros que protegen el sistema de medición y evitan la contaminación del mercurio.
- Brazaletes de presión de dos tubos con conectores metálicos tipo tornillo.
- Tubo en espiral extensible hasta 3m (9 pies y 10 pulgadas).
- Escala metálica de lectura fácil de hasta 300mmHg.
- Dispositivo de seguridad de mercurio.
- Amplio espacio para guardar el brazaletes y la pera.
- Dispositivo de limpieza para el tubo de vidrio.
- Variedad completa de tamaños y diseños del brazaletes de presión.
- Acabado en azul claro.

IMAGEN REFERENCIAL



VERSIÓN MÓVIL:

- Altura de 1,12m (44,1 pulgadas), extensible a 1,38m (54,3 pulgadas)
- Soporte firme de fibra de vidrio: diámetro de 53cm (20,9 pulgadas) con ruedas de baja fricción para facilitar el movimiento.

☎ 511-423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe