



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO

MARCA : ROSS MAX
MODELO : CF175
PROCED. : CHINA

ESPECIFICACION TECNICA:

- Método de medición: Oscilométrico
- Apagado automático 1 minutos después de la última operación de botón.
- Ambiente de operación: 10°C - 40°C; 40% - 85% HR; 700-1060 hPa.
- Almacenamiento medio ambiente: 10°C - 60°C; 10% - 90% HR; 700-1060 hPa.
- Exactitud: Presión ± 3 mmHg; Pulso ± 5 % de lectura.
- Fuente de alimentación: 04 pilas AAA.
- Inflado: Accionado por bomba
- Desinflado: Válvula de purga de aire automática.
- Dimensiones: 124 x 85 x 68.6 mm
- Peso: 345g (sin pilas)
- 90 memorias
- Funcionamiento automático con una sola pulsación.
- Circunferencia de brazalete: 24 - 40cm.
- Rango de medición: Presión : 30 - 260 mmHg
Pulso : 40 - 199 latidos/minuto.
- Tipo BF: El diseño del aparato y del brazalete proporcionan protección especial contra choques eléctricos.
- IP21: Protección contra proyecciones de agua y partículas

Incluye:

- 04 pilas alcalinas AAA
- 01 Funda
- Brazalete tamaño adulto



IMAGEN REFERENCIAL

511 -423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe