



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL

MARCA : RIESTER  
MODELO : RI-GITAL  
PROCED. : ALEMANIA

Fácil de manejar, resistente y preciso. Termómetro clínico **Ri-gital** Riester sirve para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura corporal, gracias a su sensor de temperatura altamente sensible, la medición digital resulta especialmente precisa.

- Indicación de 3 dígitos, memoria y señal acústica.
- Irrompible y hermético.
- Intervalo de medición: 32 a 43,9°C.
- Precisión: +/- 0,1°C.
- Desconexión automática a los 10 minutos.
- Incluye pila de botón de larga duración.
- Con estuche de plástico.



IMAGEN REFERENCIAL

Jr. Moquegua N° 628 Of. 301- Lima

FIJO: 511 -423-8952 - 99906-2107

WSP: 957 316 040

E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe) - [jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)