



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

TERMÓMETRO DIGITAL ORAL/AXILAR

MARCA : SIGMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El termómetro digital SIGMA proporciona lecturas rápidas de altísima precisión en todo el rango de la temperatura corporal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Rango de medida: 32 ° C - 42.9 ° C (89.6 ° F - 109.9 ° F)
- Exactitud: ± 0.1 ° C 35.0 ° C 42.0 ° C (95.9 ° F o encima de 107.6 ° F)
 ± 0.2 ° C debajo de 35.5 ° C o encima de 42.0 ° C
(± 0.4 ° F debajo de 95.9 ° F o encima de 107.6 ° F)
a temperatura ambiente estandar de 25.0 ° C (77.0 ° F)
- Pantalla: Cristal líquido 3 ½ dígitos
- Pila: tipo botón de 1.5 V DC (SR40, UCC o LR41)
- Consumo de energía: 0.15 milivatios en modo de medición
- Vida de la pila: Mas de 200 horas de operación continua
- Dimensiones: 12.4 x 1.8 x 0.9 cm (L x A x H)
- Peso: 10 g (incluyendo pila)
- Alarma: Señal acústica 10 aprox. al alcanzar la temperatura máxima

AMBIENTE:

- Ambiente de operación: Temperatura: 10.0 ° C – 35.0 ° C (50.0 ° F – 95.0 ° F)
Humedad: 25% HR – 80% HR
- Condición de almacenaje y transporte: Temperatura: - 25.0 ° C – 55.0 ° C (-13.0 ° F – 131.0 ° F)
Humedad: 25% HR – 80% HR

ACCESORIOS:

- Manual de uso
- 01 pila tipo botón
- 01 Protector plástico



IMAGEN REFERENCIAL