



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# VITRINA ACERO INOX. PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE DOS CUERPOS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construida en plancha de acero inoxidable de 1.0 mm. de espesor.
- Puerta superior, marco de 6 mm. con vidrio doble (4 mm.) transparente, montado con empaquetadura de goma en todo el perímetro de cada marco.
- Puerta inferior metálica contraplacada de 15 mm. de espesor.
- Cerradura de 01 golpe, incluyendo dos (02) llaves.
- Tirador de acero inoxidable tipo asa de 76 mm.
- Tope metálico con jebe, ver detalle.
- Pie de acero inoxidable de apoyo cubierto con jebe duro grado hospitalario tipo "u"
- Tres (03) divisiones de vidrio triple de 6 mm. transparente, de altura ajustable.
- Cajones de acero inoxidable de fácil deslizamiento sobre correderas con patines de nylon, y topes de jebe
- Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo tig o superior.

## Dimensiones aproximadas

- Largo: 1040 mm.
- Fondo: 450 mm.
- Altura: 1700 mm.
- Tolerancia en las dimensiones +/-5%



IMAGEN REFERENCIAL

## 4.00 Chapas de seguridad con llave:

- Cerraduras tipo yale o de reconocida calidad de golpe, con tambor de bronce cromado, con pines, con dos llaves y claves distintas

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

Telef: 511 -423-8952

CEL.: 999062107 / 950691950 / 998193935

E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe) [jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)