



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CUNA DE CALOR RADIANTE

Marca : ADVANCED
Modelo : A4051
Procedencia : USA



La incubadora de calor radiante A4051, de Advanced Instrumentations, entrega un ambiente excepcional para los bebés en cuidado intensivo. Es ideal para casos prematuros. Se usa en la U.C.I. de hospitales pediátricos, salas de parto y centros de maternidad neonatales; cuenta con diferentes accesorios que permiten brindar un óptimo cuidado a los neonatos.

511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

El monitor LED, con microprocesador, da información de los modos de función. En lo alto, está un calentador de cuarzo infrarrojo con radiación efectiva del calor. Incorpora también, un temporizador, ruedas con frenos, gancho para bolsas colectoras, guía para cables. Cuenta además, con un sistema integral de alarmas, soporte para venoclisis y estante para monitor extra.

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de temperatura de la piel del paciente.
 - Monitorización de la temperatura del paciente.
 - Indicador de temperatura ambiente.
 - Sistema auxiliar de iluminación LED para los paciente.
 - 2 cajones con bandeja.
 - Inclinación de cama: Trendelemburg / Reverse - Trendelemburg
 - Reflector irradiante abatible 180°, permite acceso a los equipos de rayos x.
 - Bandeja retráctil para rayos x.
 - Autotest de inicio.
 - Pantalla: LED



511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

SISTEMA DE CALOR RADIANTE:

- Modo manual: Control y visualización de potencia utilizada.
- Modo de servocontrol de temperatura de piel: Rango ajustable entre 20°C-45°C.
- Modo de precalentamiento despues de modo servocontrolado.

ALARMAS

AUDIOVISUALES:

- Alarma de fallo de calentamiento.
- Alarma de revisión del sensor de piel.
- Alarma de falla en la fuente de alimentación.
- Alarma de falla de sistema.



COMPONENTES:

- Contador de Apgar.
- Contador de tiempo y alarma de reloj.
- Panel de gas con aspiración.
- Flujómetros de oxígeno y aire.

ADITAMIENTOS:

- 04 protectores laterales de acrílico, 3 son abatibles.
- Estante de monitor soporta hasta 10kg de peso.
- 01 colector de gancho de bolsa/ cable guía.
- Soporte para suero.

511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

- Manguera para oxígeno y aire.
- Dos portacilindros tipo E

ACCESORIOS:

- Colchón de espuma PU (poliuretano).
- Botella humidificadora plástica.

ENERGIZACIÓN Y CERTIFICACIONES:

- Fuente de alimentación: AC 100/240 voltios 50/60 Hz.
- Cumple la directiva CE 93 / 42EEC sobre dispositivos médicos (MDD).
- Cumple con la norma de calidad ISO 13485

OPCIONALES:

- Soporte ergonómico de pedales.
- Sistema de Balanza.
- Fototerapia.
- Resucitador con Blender.
- Filtro hidrofóbico.
- Panel de gases con Blender (Aspiración+BabyPuff).
- Monitor LCD en B/N o color.

☎ 511 -423-8952

📞 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe