



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## DEFIBRILADOR DEA

MARCA: CU MEDICAL  
MODELO: IPAD CU-SP1 AUTO  
PROCEDENCIA: COREA

### APLICACIÓN:

Equipo medico utilizado para la desfibrilación con onda bifásica de pacientes con problemas cardiacos, para uso de acceso publico,

### CARACTERISTICAS GENERALES:

- Equipo de operación Simple.
- Equipo con diseño especial para uso en general.
- Desfibrilador de modo AED (Desfibrilación Externa Automática).
- De tipo automático que permite la DESCARGA al paciente via los parches desechables, el equipo determinara el momento de la descarga al culminar el análisis respectivo. Mediante alerta vocal avisara al operador el momento que efectuara la descarga a fin de apartarse del paciente y del equipo.
- Portátil, con asa de transporte.
- Con pantalla LCD donde se visualiza el estado de los parches, estado de la batería y del equipo.
- Detección Automática del procedimiento RCP, con Avisos de voz en español que guía al usuario en el protocolo de rescate.
- Ajuste automático del Volumen.
- Con interruptor de selección de paciente (adulto, pediátrico) que permite regular la potencia de descarga.
- Botón de información que permite establecer el modo de RCP y comprobar si hay errores.
- Indicadores de estado de la batería y de los parches desechables.
- Grabación de múltiples eventos.
- Permite la descarga de información al software CU-EX1 (Opcional)
- Para desfibrilación full automática AED se usan parches desechables multifunción (Adulto, Pediátrico).

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## DATOS TECNICOS:

- Desfibrilador
  - Modo de funcionamiento: full-automático
  - Forma de onda: Exponencial Truncada (e~cubo bifásica)
  - Salida de Energía:
    - Adulto: 150 Joule
    - Pediátrico: 50 Joule
  - Tiempo de carga: menos de 10 segundos
  - Protocolo: mensajes de voz en español e indicadores visuales para realizar el protocolo de rescate
  - Controles: Botón de descarga, Botón i (Información), Botón encendido/apagado
- Aspecto Físico
  - Peso: 2.4kg aprox.
  - Dimensiones Aprox.: 260mm x 256mm x 69.5mm (ancho x largo x alto)
  - Aislamiento del paciente: Tipo BF
- Batería interna

DESFIBRILADOR DEA	
<b>MARCA:</b>	CU MEDICAL
<b>MODELO:</b>	IPAD CU-SP1
<b>PROCEDENCIA:</b>	COREA

<ul style="list-style-type: none"> <li>– 12 VCC, 2.8 Ah LiMnO2, desechable</li> <li>– Capacidad: al menos 50 descargas o 04 horas de tiempo operacional</li> <li>• Almacenamiento y Transferencia de Datos               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Infrarrojo: Transmisión de información de la memoria interna utilizando un puerto IrDA. Módulo de comunicación IrDA <b>Opcional</b></li> <li>– Almacenamiento de información con memoria externa SD. <b>(Opcional)</b></li> </ul> </li> </ul>
<p><b>ACCESORIOS ESTANDAR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 juego de Parches desechables para desfibrilación AED – adulto/pediátrico.</li> <li>• 01 Batería interna desechable de dióxido de litio-manganeso.</li> <li>• Manual de usuario</li> <li>• Maletin de transporte</li> </ul>

☎ 511 -423-8952

☎ RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)