



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

MICROSCOPIO BINOCULAR **B-192PL**

OPTIKA
MICROSCOPES
ITALY



Marca: **OPTIKA**

Modelo: **B-192PL**

DESCRIPCIÓN:

Microscopio binocular ideal para profesores y escuelas secundarias, delgado y fácil para transportar, pero robusto y resistente.
Está equipado con todos los controles principales para empezar usar un microscopio avanzado y iluminación LED

ESPECIFICACIONES:

Iluminación	Fuente de iluminación X-LED ² con LED blanco de 3 W y control de brillo. Potencia del LED: 3 W, equivalente a una lámpara halógena de 30-35 W. Temperatura de color: 6,300 K. Alimentación: alimentador externo multienchufe 100/240 Vac/6 Vdc.
--------------------	---

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe





J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

MICROSCOPIO BINOCULAR B-192PL

OPTIKA
MICROSCOPES
ITALY

ESPECIFICACIONES:

Tipos de observación	Campo claro
Enfoque	Mecanismo de enfoque coaxial grueso y fino con tope límite para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra. Tensión ajustable de perilla de enfoque gruesa.
Platina portapreparados	Platina mecánica, 125x115 mm, movimiento X-Y de 70x30 mm rango. Escala de Vernier disponible sobre los dos ejes de traslación con precisión 0.1 mm.
Revólver	Revólver portaobjetivos cuádruple de rodamientos de bolas, invertido.
Cabezal	Cabezal de observación binocular, inclinado 30° y giratorio 360°. Regulación dióptrica en el ocular izquierdo.
Oculares	Wide Field, WF 10x/18 mm. Punto de mira alto, asegurado por tornillo.
Objetivos	Objetivos: - N-PLAN 4x/0.10 - N-PLAN 10x/0.25 - N-PLAN 40x/0.65 - N-PLAN 100x/1.25 (Aceite/Agua) Opticas tratadas con un sistema anti-hongos.
Condensador	Condensador Abbe N.A. 1.25, precentrado, enfocable, con diafragma de iris.
Dimensiones	ALTURA: 370 mm ANCHURA: 235 mm PROFUNDIDAD: 290 mm PESO: 6.5 kg
Accesorios	Manual de instrucciones y funda antipolvo.



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe