



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

MICROSCOPIO LED BINOCULAR

MARCA : LABOR TECH

MODELO : UB-102i

LABOR TECH



**MICROSCOPIO LED
BINOCULAR IOS
MOD.LT/UB-102i**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Sistema mecánico:** Estativo sólido realizado en material altamente resistente de línea moderna y funcional.
- **Cabezal:** Ajustes: de distancia Inter pupilar de 48-75 mm, ± 6 Ajuste de dioptría en ocular izquierdo. Posibilidad de giro de 360°. Seguro de fijación.
- **Control de enfoque macro y micrométrico:** Mandos coaxiales a ambos lados. Seguro coaxial para fijar el enfoque.
- **Revólver:** Revolver para cuatro objetivos. Giratorio 360°.
- **Platina:** Controles en lado derecho, para desplazamiento de porta lámina de derecha a izquierda y de atrás hacia delante; reglas perimetrales de 100 - 176 mm, 0 - 52 mm. Área total de platina 142 x 110 mm. Mecanismo de enfoque coaxial grueso y fino con

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

PRESENTACIÓN


LABOR TECH dispone de una gran variedad de Microscopios de alta calidad y de precios inmejorables. Desde biológicos, estéreos hasta digitales, tenemos más de 50 modelos para todos los usos, nuestra área de ventas le ayudará a elegir el mejor equipo para usted. Aceptamos todas las formas de pago y ofrecemos un año de garantía con soporte técnico propio.

DESCRIPCIÓN

El modelo **UD-102i** es un microscopio binocular de última tecnología con sistema de corrección el infinito; avanza sobre los lentes de los objetivos que optimiza la visualización de imágenes. Permite el trabajo intenso y continuo en los laboratorios clínicos y de investigación.

marcas en las perillas. Sensibilidad de enfoque fino 0.001mm.

- **Condensador:** Condensador de campo claro ABBE con apertura numérica de 1.25. porta filtros está colocado en la parte inferior del condensador y está dotado de un filtro azul en cristal óptico. Condensador adicional N.A. 0.83 – 0.



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Objetivos al infinito:** 4X (0.13) / 10X (0.30) / 40X (0.70) Retráctil / 100X (1.25) Retráctil y de inmersión.
- **Fuente de energía:** 220V/50-60HZ
- **Color:** blanco
- **Ocular:** WF10X18 / WF20X
- **Revolver:** de 5 agujeros.
- **Fuente de luz:** LED de 3w.

ACCESORIOS

- 1 funda.
- 1 llave Allen.
- 1 aceite de Inmersión.
- 2 fusibles (repuesto).
- 1 cable de poder.
- 4 oculares.
- 4 objetivos.



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe