



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## **MONITOR PACIENTE 5.6" CONFIGURADO DE 3 PARÁMETROS SPO2/PNI/TEMP C.BATERÍA**

Marca : EDAN

Modelo : M3

### **APLICACIÓN:**

Equipo electrónico capaz de medir de un modo no invasivo el oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, la frecuencia de pulso, Presión no Invasiva y Temperatura. Usado en clínicas, hospitales, cuidado del hogar, entre otros.

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Equipo portátil de sobremesa, ligero y con interfase de fácil manejo.
- Diseño esle que previene que el equipo se caiga durante la manipulación.
- Medición de: Oximetría de pulso (SpO2), Pulso (FP), Presión no Invasiva (PNI) y Temperatura.
- Pantalla LCD TFT de alta resolución de 5.6 pulgadas para fácil lectura, con visualización gráfica y numérica de los parámetros de medición en tiempo real.
- Pantalla que permite la visualización de los valores de: SpO2, frecuencia de pulso, presión no invasiva (Presión Sistólica, Presión Diastólica y Presión Media), temperatura, onda pletismográfica, las de tendencias y configuración del equipo.
- Alarmas audiovisuales ajusles en 3 niveles de prioridad.
- Permite revisar y modificar los límites inferior y superior de los parámetros monitorizados.
- Almacenamiento de datos que permite: la revisión de tendencias de hasta 72 horas y revisión de hasta 800 casos de alarmas.

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

- Con capacidad para conectarse a la Central de Monitoreo MFM-CMS de manera cableada. (opcional inalámbrica)
- Barra digital indicadora de la intensidad del pulso.
- Indicador del nivel de batería.
- Capacidad de comunicación con PC para manejo de información.(Software Opcional)
- Conector para llamada a enfermeras . (Accesorio Opcional)
- Batería de Ion-Litio recargable estándar para 5 horas de trabajo continuo.
- Con silenciador de alarma.
- Rango de medición para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
- Impresora Térmica (Opcional)

## DATOS TÉCNICOS

### • ASPECTOS FÍSICOS:

- o Pantalla LCD TFT a color de 5.6 pulgadas.
- o Resolución: 640 x 480.
- o Dimensiones Aprox. (Largo x Alto x Profundidad): 200.8mm x 241mm x 189mm.
- o Peso aprox.: 3 Kg.

### • SATURACIÓN DE OXÍGENO (SpO2)

- o Rango de medición: 0 a 100%.
- o Rango de alarma: 0 a 100%.
- o Resolución: 1%
- o Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

### • FRECUENCIA DE PULSO (FP)

- o Rango de medición de frecuencia de pulso: 30-300 lpm.

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

- o Rango de alarma: 30-300 lpm.
- o Resolución: 1 lpm. o Exactitud: +/-2 lpm.
- o Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

• **PRESIÓN SANGUÍNEA NO INVASIVA (NIBP)**

- o Visualización digital del valor medido en pantalla.
- o Técnica de medición: Oscilométrico automático.
- o Parámetros mostrados: Presión sistólica, presión diastólica y presión media.
- o Modo de operación: manual/automático/continuo.
- o Rango de medición: 10 a 270 mmHg.
- o Resolución: 1 mmHg
- o Error promedio máximo: +/-5 mmHg.
- o Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

• **TEMPERATURA**

- o Rango de medición: 25 - 45 °C
- o Tipo de sonda: Sensor Oral/Axilar/Rectal
- o Resolución: 0.1 °C.
- o Tiempo de Medida Típico: (menor)15s
- o Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

• **REQUERIMIENTO DE ENERGÍA**

- o Tensión a la entrada: 100 a 240 VAC, 50/60Hz.
- o Batería recargable de Litio-Ion
- o Duración de la batería: aprox. 300 minutos.
- o Cargador de batería interno incorporado al equipo.

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 01 Sensor de SpO2 reusable adulto.
- 01 Brazaletes reusable de PNI Adulto (25cm - 35 cm)
- 01 Tubo de conexión de PNI
- 01 Sensor de temperatura Oral/Axilar
- 01 Paquete de Cobertores para sensor de temperatura (25 unidades)
- 01 Batería recargable de Litio-Ion de 14.8V, 2.2 Ah
- 01 Cable poder.
- Manual de instrucciones.



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)