



b
J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

NEBULIZADOR PORTÁTIL

AL - 50

- Este producto ha sido desarrollado para el tratamiento exitoso del asma, alergias y otros trastornos respiratorios.
- Gracias al potente compresor de pistón, separa más medicamento en partículas finas y hace que el medicamento sea más efectivo al bajar hasta los puntos respiratorios más bajos.
- Proporciona una administración eficaz de medicamentos con el kit suministrado y queda muy poca medicación en la cámara.



511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

DESCRIPCION

- Valores de voltaje y frecuencia: AC240V \pm 10% - 50-60 Hz \pm 2%
- Consumo de energía: 180 VA
- Capacidad de medicación: 8 ml
- Tamaño de partícula: de 0,5 a 10 μ m
- MMAD: <3,0? M
- Tasa de pulverización promedio: Mínimo 0,25 ml / min.
- Nivel de ruido: por debajo de 55 Dba
- Rango de presión del compresor: 35 50 Psi / 2,1 3,4 bar / 210Kpa ~ 345 Kpa
- Rango de presión de trabajo: 8 16 Psi / 0.5 1.0 bar / 50Kpa ~ 100Kpa
- Rango de flujo de litros: 8 ~ 10 lpm

511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe