



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

NEBULIZADOR PORTÁTIL ECONÓMICO

MARCA : CAMI
MODELO : EOLO
PROCEDENCIA : ITALIA

Es un nebulizador compresor a pistón para el aerosol terapia. Diseñado para el uso en el hogar.

CARACTERÍSTICAS:

Compresor
La alimentación de energía
Consumo de energía
Presión máxima
Presión operacional
Flujo máximo de aire
Flujo de aire de operación
Tasa de nebulización con 4 ml de solución de NaCL 0.9%
Diámetro aerodinámico medio de masa
Fracción respirable (<math><5\mu\text{m}</math>)
Ciclo de trabajo

Nivel de Ruido (norma EN 13544-1)
Peso
Tamaño (unidad principal)

Sin aceite y pistón libre de mantenimiento

220V/230V – 50Hz/60Hz

170 VA

2.5 bar 36 psi 250 kPa

1.1 bar

14 L/min

5 L/min

0.40 ml / min

2.44 m (DAMM)

> 80%

20 min encendido / 40 min apagado

55 dB

1.65 KG

14 x 12 x 22 cm



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe