



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

OXIMETRO DE PULSO

Marca : ACCURATE

Modelo : FS20C

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Modo de visualización: LED 2 COLORES
- Modo de visualización del pulso: Graco en barras.
- Tiempo de operación: 40 horas en condiciones normales.
- Apagado automático en 8 segundos.
- Indicador de batería baja.
- Consumo: Menos de 30ma.
- Peso: 28 g (sin pilas)
- 2 pilas AAA 1,5V

sPO2:

- Rango de medición: 35-99%.
- Precisión: 70% -99%, $\pm 2\%$ #70%.
- Resolución: $\pm 1\%$

PULSO:

- Rango de medición: 30-254 BPM
- Precisión: 30-100: ± 2 BPM
- Resolución: ± 1 BPM



*Imagen Referencial

☎ 511 -423-8952
📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe