



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

OXIMETRO DE PULSO ADULTO

MARCA : RIESTER
MODELO : RI-FOX N
PROC. : ALEMANIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado.
- Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo.
- Iluminación intensa de la pantalla LED color verde para una buena visibilidad.
- Un solo modo de observación
- Duración de las pilas de 30 horas aprox (en servicio continuo).
- Apagado automático a los 8 segundos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Área de medición SpO2: 70%-100%
- Resolución SpO2 : 1%
- Exactitud de medición: 70%-100%: +/- 2%
- Área de medición pulso: 30-235bpm
- Resolución pulso: 1bpm
- Exactitud de medición pulso: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/-2%
- Pantalla LED color verde (SpO2, pulso, signal de pulso, indicación visual en barras)

AMBIENTE:

- Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C (41°F - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 55°C (-4°F - 131°F)
- Humedad atmosférica de funcionamiento: humedad <= 80%, ningún condensación
- Humedad atmosférica de almacenamiento: <=93%, ningún condensación
- Suministro eléctrico: 2 pilas AAA alcalinas tipo LR03
- Vida útil de pilas: 30 horas aprox
- Dimensiones: 66 x 39 x 32 mm (2.60 x 1.54 x 1.26 in)
- Peso 48 g (1.59 oz) con pilas



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511-423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe