



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

DESFIBRILADOR

Marca : MEDIANA

Modelo : HEARTON A15



Equipo portátil de alta precisión para impulso de corriente continua. Cuenta con indicadores de estado, batería de larga duración, sistema de protección y fácil manejo. Además de una guía hablada para un óptimo trabajo.

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CARACTERISTICAS

DESFIBRILACIÓN:

- Forma de onda: Bifásica con Exponencial Truncada (Compensación de Impedancia)
- Energía: Adulto: 170 – 195J ($\pm 5\%$)
Pediátrico: 44 a 51 J ($\pm 5\%$)
- Modo de operación: Semi-Auto (Aviso de descarga)

ECG: (INTERNO)

- Derivada: II (RA, LL)
- Impedancia del paciente: 25Ω a 175Ω
- Detección:
 - F/V: más de $200\mu V$
 - T/V: más de 160 por minuto
- Detección de derivada desconectado: Lo detecta y por voz.
- Filtro: 0.5 a 30 Hz

INDICADORES

CONTROLES:

- Estándar: Botón deslizante, botón de descarga, interruptor de modo de paciente.
- Visible: Indicador ICONO, LCD de estado (estado de la unidad, estado de la batería,
- Estado de temperatura), LED (LED de interruptor de modo de paciente)



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

- Audible: Altavoz, aviso de voz (ESPAÑOL), Beep (Indicación de RCP)

AMBIENTE:

- Temperatura de operación: 0 a 43°C
- Humedad Relativa: 5 a 95% (Sin condensación)
- Altitud: 0 a 4,575 msnm.

PAD'S ADULTO/PEDIÁTRICO:

- Duración: 2 años.
- Longitud del cable: Aprox 1.8 m.
- Electrodo: Almohadillas desechables.
- Area mínimo de gel activo: 80 cm²+/-5%

BATERÍA:

- Tipo: LiMnO₂, Desechable, Larga vida para batería primarias.
- Voltaje/Capacidad: 15V, 4200 mAh.
- Duración: 5 años aprox.
- Descargas: Un mínimo de 200 Descargas (exceptuando el periodo de RCP entre la terapia de desfibrilación) ó 6 horas de uso continuo a 20°C.
- Dimensiones del equipo: 240mm x 294mm x 95mm
- Peso con la batería del equipo: 2.65Kg.

BASE DE DATOS PARA ANÁLISIS DE ECG

- De la base de datos oficial del MIT (Massachusetts institute Technology)
- (Base de datos de arritmias MIT-BIH y Creighton University Ventricular
- Base de datos de taquiarritmia)

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe