



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

REFRIGERADOR HORIZONTAL

Marca : VESTFROST SOLUTIONS

Modelo : VLS 204A AC

Procedencia : DINAMARCA



☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CARACTERISTICAS

- Rango de temperatura: 2 °C a 8 °C
- Capacidad de almacenamiento total : 113 litros
- Capacidad de almacenamiento de vacunas : 60 litros
- Termómetro digital solar en la parte frontal : Si
- Capacidad de enfriamiento sin energía a +43°C : 54 horas
- Grado de protección : Tipo A
- Consumo de energía estable, kWh/24 horas : 0.57
- Tipo de gas refrigerante : R600A
- Tipo de aislamiento : Ciclopentano
- Puerta con seguro : 02 llaves
- Canastillas inoxidables para almacenamiento de vacunas : 03
- Tipo de termostato : Electrónico
- Tipo de condensador : Estático de convección natural
- Rango de consumo de energía eléctrica : 220VAC / 60Hz
- Cable de alimentación eléctrica a toma tierra : Si
- Luz indicadora de energía : Si
- 04 patas regulables para piso desnivelado : Si
- Certificado : ISO 9001:2015
- Certificado : ISO 14001:2015
- Certificado : PQS E003/109
- Incluye : Estabilizador de voltaje

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe