ASPIRADOR RODABLE C/ PEDAL

Marca: CAMI
Mod : New Hospivac 350
Proc. : Italia

Aplicación

- Equipo médico realizar la succión de líquidos o fluidos corporales. Para uso hospitalario (Emergencias, hospitalización, sala de operaciones, cuidados Intensivos, Cirugía Plástica).

Características Generales

- Rodable, con sistema de frenos en dos ruedas.
- Manómetro indicador de presión negativa (vacío).
- Nivel de succión regulable mediante una perilla en el panel de control.
- Activación en forma continua y con interruptor de pie (pedal)
- Regulador de dirección integrado.
- Frasco de policarbonato autoclavable (a temperatura de 121°C) con sistema antiderrame integrado en la tapa.
- Filtro hidrofóbico y antibacterial.

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de succión: 60 l/min.
- Succión Máxima: 675 mmHg (-0.90 bar)
- Motor de Pistón sin aceite libre de mantenimiento.
- Funcionamiento: Continuo o con pedal
- Nivel acústico: 51.7 dB
- Sistema de doble frasco de policarbonato con capacidad total de 8000 cc.
- Requerimiento de energía: 230v ac 50/60 hZ
- Dimensiones: 460 x 850 (alto) x 420 mm
- Peso: 13 Kg

Accesorios Estándar

- 01 filtro hidrofóbico
- 02 frascos recolectores de policarbonato, autoclavable de 4 litros de capacidad.
- 01 pedal de activación
- 01 manguera paciente.
- 01 juego de tubos conductores entres frascos
- Manual de usuario

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe



“Imagen Referencial”

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe