# ASPIRADOR DE SECRECIONES 12V DC.

Modelo : NEW ASKIR 230
Marca : CAMI

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Aspirador quirúrgico New ASKIR 230 12V BR.

Es un aspirador eléctrico para la aspiración de líquido corporal, oral, nasal y traqueal, tanto para adulto como para niño.

Funciona con tres tipos de alimentación:

- alimentación AC/DC, incluido.
- alimentación interna (Batería PB 12V 4A)
- alimentación con cargador de coche (12V) aprobado para su uso continuo.

El dispositivo está equipado con indicación acústica y visual (LED) para la descarga de batería. Está equipado, además, con indicador y regulador de vacío.




*Imagen referencial

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe