AUTOCLAVE DE 100 LITROS

Marca : GREETMED
Modelo : LS-B100

Es un equipo que sirve para esterilizar material de laboratorio y médico, utilizando vapor de agua a alta presión y temperatura, evitando con las altas presiones que el agua llegue a ebullir a pesar de su alta temperatura, es un equipo eficaz de bajo consumo eléctrico, ideal para clínicas, instituciones de investigación científica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Estructura de acero completamente inoxidable
- Tipo de volante de mano de estructura de apertura rápida
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
- Controlado automático por computadora
- Pantalla digital del estado de funcionamiento toque de tecla
- Sobre temperatura y sobreprotección automática
- Sello de tipo autoinflable
- Protección segura del ennegrecimiento
- El sistema de secado es opcional según el pedido del cliente
- Se apaga automáticamente con un recordatorio posterior a la esterilización
- Con cestas de esterilización de acero inoxidable.

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

DATOS TÉCNICOS

MODELO DATOS TECNICOS	LS-B100
VOLUMEN DE CAMARA	100L(φ440×650) mm
PRESION LABORAL	0.22MPa
TEMPERATURE DE TRABAJO	134℃
PRECION MAXIMA DE TRABAJO	0.23 Mpa
PROMEDIO DE CALOR	≤±1℃
TEMPORIZADOR	0～99min or 0～99hour59 min
AJUSTE DE TEMPERATURA	0～134℃
PODER	4.5KW /AC220V.50Hz
DIMENSION GLOBAL	730×510×1270(mm)
DIMENSION DE TRANSPORTE	820x600x1380(mm)
G.W/N. W	135/110Kg



511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe