AUTOCLAVE DE 45 LITROS

Marca : BIOBASE
Modelo : BKM-Z45B (III)
Procedencia : CHINA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- El autoclave BKM-Z45B(III) es un esterilizador horizontal, de alta presión totalmente automatizado. Toma el vapor como medio de esterilización por ser: rápido, seguro y económico. Adopta un generador de calentamiento de vapor instantáneo incorporado. Interfaz de operación con pantalla LCD que muestra parámetros como: temperatura, presión, hora, estado de funcionamiento, información de errores y alarma. Viene con tanque de agua de tipo abierto incorporado, de fácil limpieza, con filtro y sensor de nivel de calidad del agua interno.

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

- De uso común en diversos departamentos de Centros de Salud para realizar la esterilización de instrumentos este equipo viene con programas preconfigurados: desenvuelto, envuelto, caucho, usuario 01, N-rápido, telas, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.
- Incorpora seguridad automatizada: dispositivos de protección para sobre temperatura, control múltiple de protección para generador de vapor, mecanismo de enclavamiento de puerta automática que ofrece mayor seguridad, protección de sobrepresión de doble cámara y dispositivo de seguridad de circuito electrónico de esterilización. La cámara se calienta mediante un proceso calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo. Registro con impresora incorporada.



ESPECIFIACIONES TÉCNICAS

- Capacidad: 45L
- Clase de esterilización: Clase B
- Tamaño de la cámara: Ø316x618 mm
- Presión de diseño: -0,1 / 0,3 MPa
- Temperatura: 144 °C
- Rango de temperatura: 105~138°C

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

- Material de la cámara: Acero Inoxidable AISI304
- Consumo de energía: 5.8 KW
- Fuente de alimentación: AC220V ± 10%, 50/60Hz



- Tipo de registro: Impresora incorporada estándar.
- Incluye:
  - 01 bandeja de carga estándar Tipo B (311*522*100mm)
  - 02 mangueras
  - Rollo de impresión
  - Manual.
- Tamaño externo (An*Pr*Al): 640*830*550 mm
- Tamaño de embalaje (An*Pr*Al): 750*1015*730 mm
- Peso: 140 Kg
- Certificación: CE, ISO13485, ISO9001
- Opcionales:
  -Almacenamiento de memoria USB.
  -Almacenamiento de memoria SD.

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES



Sensor de enclavamiento.



Interfaz de operación amigable.

Tanque de agua hasta 12Lt





Manómetro





Impresora Térmica



Cámara en acero inoxidable.



Drenaje del agua de descarte.

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe