J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

AUTOCLAVE DIGITAL 50 LT

Modelo : LS-B50L-II
Marca : GREETMED

DESCRIPCION

- Es un equipo que sirve para esterilizar material de laboratorio y médico, utilizando vapor de agua a alta presión y temperatura, evitando con las altas presiones que el agua llegue a ebullir a pesar de su alta temperatura, Nuestro esterilizador cilíndrico vertical de vapor de agua, es un equipo eficaz de bajo consumo eléctrico, ideal para clínicas, instituciones de investigación científica.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura metálica, fabricada en acero quirúrgico 403.
- Compuerta de sellado hermético tipo mecánico de giro.
- Seguro de apertura de tapa con anclaje
- Interruptor de encendido, tipo termoeléctrico, ideal para sobrecargas de voltajes y temperaturas.
- Panel de control digital (display).
- Pulsadores de configuración de parámetros de temperatura y tiempo.
- Pulsador de inicio (START) y de reseteo (flecha).
- Control de tiempo táctil (temporizador).
- Control de temperatura táctil.
- Soportes rodables.
- Sistema eléctrico de alto rendimiento.
- Sensor de nivel de agua.
- Doble resistencia de calentamiento interno.
- Resistencia para secado.
- Manómetro de doble escala (temperatura y presión).

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

- Doble bandeja que permite mejor distribución del espacio.
- Tiene grifo de drenaje.
- Temperatura de esterilización: permanente (121ºC / 126ºC).
- Muestra de temperatura en tiempo real.
- Válvula de liberación de presión.
- Válvula de seguridad.
- Modos de operación: pre – calentamiento, esterilización y secado.

MODELO DATOS TECNICOS	LS-B50L
Volumen de cámara	50l(φ340×550) mm
Presión laboral	0.22mpa
Temperatura de trabajo	134℃
Presión máxima de trabajo	0.23 Mpa
Promedio de calor	≤±1℃
Temporizador	0～99min
Ajuste de temperatura	0～134℃
Poder	3kw /ac220v.50hz
Dimensión global	650×410×1140(mm)
Dimensión de transporte	730x500x1290(mm)
G.W / N.W	102/83kg

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES






*Imagen referencial

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe