COLCHON ANTIESCARA

Marca : UNICARE
Modelo : CAE001



Colchón específicamente diseñado para que las personas encamadas no padezcan escaras o llagas por permanecer mucho tiempo en una misma posición. Estos colchones reparten el peso del cuerpo aliviando la presión sobre puntos concretos y aliviando los dolores musculares y corporales. El Colchón Anti escaras ayuda a reducir incidencias de úlceras de decúbito por presión. Estos colchones reparten el peso del cuerpo, aliviando los dolores.

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

Incluye 1 motor diseñado para trabajar las 24 horas el cual se activa por ciclos a modo de alternar la presión de aire en puntos diferentes del colchón. Este colchón ayuda a conciliar un sueño profundo, combate el estrés y regula la presión. Se puede adaptar para cualquier tipo de camas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tipo de producto : colchón inflable
- Portátil / práctico
- Contenido : 1 Colchón, 1 Motor compresor 220v, 12parches de repuesto, pegamento para parches, manguera y manual
- Peso máximo permitido : 150 Kg.
- Salida de aire : 5L
- Presión : 70 ~ 130 mmHg
- Bomba : Pomo ajustable con kit de reparación y manguera
- Voltaje de la bomba de aire : 220 V
- Color : Marrón
- Material : PVC de grado médico con tratamiento ignífugo
- Medidas del colchón : 298 cm x 95 cm x 6.5 cm
- Peso : 5Kg.

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES





- SILENCIOSO
- GANCHOS DE SUJECIÓN
- CAPACIDAD DE INFLADO: 5/7 LITROS POR MINUTO
- CONSUMO DE ENERGÍA: 7 W

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe