# Colchon Antiescaras

**Marca: Greetmed**

Colchón para Reducir las Ulceras por Presión con Sistema de flujo Alternante. El diseño superior de las burbujas de aire proporciona un adecuado tratamiento terapéutico.

**Material:**

- Vinilo extra grueso, de alta calidad, para mayor duración.
- 130 burbujas individuales para mayor eficiencia.
- Tamaño: 198 cm x 86 cm
- Altura de cada burbuja inflada: 6.5 cm.
- Soporta 100 Kg de peso.
- Incluye soporte para facilitar la colocación en la cama.
- Bomba.
- Alterna inflado y desinflado de las burbujas de aire silenciosamente.
- La presión se puede ajustar, brindando mayor confort y mejores. resultados.
- Flujo de aire: 4 LPM.
- Tiempo de ciclo: 5 minutos.
- Peso aprox. 3.7 Kg
- Dimensiones del envase : 17 x 30 x 18.5 cm




511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe