J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

INCUBADORA DE TRANSPORTE

MARCA : ADVANCED
MODELO : A3158
PROCEDENCIA : USA

APLICACIÓN
La incubadora de transporte Advanced® A3158 se utiliza para el transporte de bebés en hospitales, ambulancias, centros de maternidad, unidades de enfermería y unidades de cuidados intensivos neonatales.

La incubadora de transporte Advanced® A3158 está diseñada para el transporte de bebés prematuros o recién nacidos de alto riesgo afectados por enfermedades graves. El Advanced® proporciona control de la temperatura del aire, el oxígeno, la humedad relativa y mantiene el aislamiento del ambiente exterior mediante el microfiltrado del aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema controlado por microprocesador.
- Pantalla LED
- Doble pared realizada en acrílico de alta calidad óptica.
- Distribución precisa del calor sobre toda la campana.
- Piezas desmontables fáciles de limpiar
- Nivel de ruido interno <60 dB
- Colchón de espuma viscoelástica para el confort del recién nacido.
- Cuatro puertos ovalados
- Panel de fácil acceso en la parte delantera y trasera.
- Difusor para paso de tubo, 2 delanteros y 2 traseros
- Sonda de temperatura de la piel del paciente
- Sistema de humedad pasiva
- Modo de piel y modo de control de aire
- Monitoreo de la temperatura del aire
- Monitorización de la temperatura del paciente
- Concentración de oxígeno
- Sistema de alarma integral.
- Alarma de fallo de calefacción
- Falla de la sonda de piel
- Falla de la sonda de aire
- Fallo de circulacion de aire
- Falla de la fuente de alimentación
- Fallo de sistema
- Batería baja
- Microfiltro de aire
- Ruedas con freno
- Soporte de suero





IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952
999062107 / 996556967
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe