ASPIRADOR SECRECION

MARCA: FOLEE

Modelo: H003-C

Aspirador de flema portátil diseñado en base al desarrollo de orientación para productos en el hogar. Equipo de succión de lubricación sin aceite, que es adecuado para el paciente que tiene dificultad para eliminar flemas, así también para aspirar líquidos tales como pus y sangre durante la práctica clínica.

Especificaciones Técnicas del aspirador de secreciones Folee:

- Máximo vacío: ≥0.075MPa
- Potencia: 90VA
- Intervalo de vacío: 0.02 MPa – max. Vacío.
- Caudal: ≥15L/min.
- Capacidad de la botella: 1000 Ml
- Ruido: ≤65 dB
- Tensión nominal: 220V AC
- Peso neto: 2.9 Kg
- Dimensiones: 335x150x240mm



511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe