J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ASPIRADOR SECRECION

Marca: CAMI
Modelo : NEW ASPIRET

NEW ASPIRET es una unidad de succión eléctrica de sobremesa ideal para la aspiración de fluidos corporales (nasal, oral y traqueal) en adulto y niños. Adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapias post-operatoria. NEW ASPIRET tiene canales de venta tanto en el ámbito hospitalario como en el cuidado en casa, casas de retiro y clínicas privadas.

Aspirador de Secreciones New Aspiret de 15L/min Contenedor 1000 ml. adecuado para la aspiración de fluidos corporales, aspiración oral, nasal y traqueal en adultos y niños. Equipado con un manómetro de vacío (mmHg y kPa) y un regulador de vacío, el aspirador está disponible con un sistema de recolección autoclavable.



511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

Especificaciones técnicas

- Motor: Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.
- Tensión de alimentación: 230V-50Hz
- Clasificación ISO 10079-1: ALTO VACÍO/ BAJO FLUJO
- Código IP: IP21
- Vacío máximo (ajustable): -0.75 Bar, -75 kPa, -563 mmHg.
- Flujo de Aire Libre: 15 l/min (máxima velocidad)
- Nivel de Ruido: 59,6 dBA.
- Ciclo de Trabajo: Operación continua
- Peso: 2.20 Kg
- Dimensiones: 23 x 19 x 16 cm
- Años de Garantía: 2
- Lugar de Fabricación: Italia
- **Accesorios suministrados**
- Frasco de recolección con sistema de válvula de desagüe (1000 ml)
- Tubos de Silicona largo 140 cm autoclavable 6x10 mm + Conector Cónico ø 8-9-10 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso de un solo paciente)
- Sonda de aspiración CH20