J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ELECTROCARDIOGRAFO

Marca : ZONCARE

Modelo : IMAC300



iMAC 300 es una máquina de ECG digital de 3 canales. Sus parámetros de alto rendimiento y su bajo precio lo convierten en la primera opción para la mayoría de los usuarios. Un equipo con un diseño ergonómico, pantalla LCD de alta resolución y un teclado de fácil manipulación que permite realizar informes de forma rápida e intuitiva.

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

CARACTERÍSTICAS

- Adquisición y visualización simultánea de 12 derivaciones
- Algoritmo de análisis de ECG de Glasgow puede trazar y diagnosticar con precisión de las ondas anormales cardiacas. Puede lograr el autodiagnóstico. Con su poderosa base de datos, el algoritmo de Glasgow puede proporcionar un diagnóstico más preciso basado en el sexo, la edad, la raza y el historial de medicamentos. Además, se ha demostrado que el algoritmo de Glasgow es más sensible y específico para detectar infarto de miocardio con elevación del ST que los criterios ESC / AAC.
- Los datos de ECG se pueden guardar como formatos PDF, HL7, XML, PDF, PNG, JPG, DICOM, GDT o ZQECG
- Método de transferencia de informes: FTP / HTTP / Samba / DICOM
- Admite la transmisión de datos a la PC a través del puerto WIFI, LAN, puerto USB, tarjeta SD.
- Soporta la conexión con escáneres, teclados USB, lectores de tarjetas y otros dispositivos periféricos
- Cuenta con detección de marcapaso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla : 5” LED full color
- Frecuencia de muestreo : 32 000 Hz
- Respuesta de frecuencia : 0.01 – 350 Hz
- CMRR : ≥115dB
- Peso : 1.3 Kg
- Corriente de fuga del paciente :<10μA
- Circuito de entrada :<50μA

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

- Nivel de ruido : ≤10μVp∽p
- Impedancia de entrada : ≥50MΩ(10Hz)
- Sensibilidad : 2.5,5,10,20,40 / mv / automática
- Velocidad de limpresion :5,6.25,12.5,25,50mm/seg
- Capacidad de la batería : 10.89V/2600 mAh.

☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe