J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

REFRIGERADOR HORIZONTAL

Marca : VESTFROST SOLUTIONS
Modelo : VLS 304A AC
Procedencia : DINAMARCA



☎ 511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe

CARACTERISTICAS

- Rango de temperatura : 2°C a 8°C
- Capacidad de almacenamiento total : 157 litros
- Capacidad de almacenamiento de vacunas : 98 litros
- Termómetro digital solar en la parte frontal : Si
- Capacidad de enfriamiento sin energía a +43°C : 55.5 horas
- Grado de protección : Tipo A
- Consumo de energía estable, kWh/24 horas : 0.60
- Tipo de gas refrigerante : R600A
- Tipo de aislamiento : Ciclopentano
- Puerta con seguro : 02 llaves
- Rango de consumo de energía eléctrica : 220VAC / 60Hz
- Cable de alimentación eléctrica a toma tierra : Si
- Luz indicadora de energía : Si
- Tipo de termostato : Electrónico
- Tipo de condensador : Estático de convección natural
- Canastillas inoxidables para almacenamiento de vacunas : 05
- 04 patas regulables para piso desnivelado : Si
- Certificado : ISO 9001:2015
- Certificado : ISO 14001:2015
- Certificado : PQS E003/110
- Incluye : Estabilizador de voltaje

511 -423-8952
RPM: #949867335
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com.
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe